

# Kratki proceduralni priručnik za osoblje IZVAN JIL-a


## Sigurna podešavanja alarma na odjelima intenzivne skrbi

### KADA OBAVLJATI?

1. Na početku smjene, kod preuzimanja novog pacijenta i po potrebi

### KAKO OBAVLJATI?

- Alarmi su uvijek **AKTIVNI** i **NIKADA** isključeni
- Alarmi moraju biti podešeni tako da budu jasno čujni



- Sigurne parametre alarma katkad treba prilagoditi individualnim pacijentima
- Podesite visoke i niske parametre

Ovdje navodimo primjere podešavanja alarma

- Imajte na umu da je ovo **vođič**; individualne varijacije **MORAJU SE** prodiskutirati sa sestrom iz JIL-a

Tip alarma	Visoki alarm	Niski alarm
Sistolički krvni tlak	160 mmHg	90 mmHg
Puls	120 otkucaja u minuti	50 otkucaja u minuti
SpO2	-	92%
Srednji arterijski tlak	100 mmHg	65 mmHg
Frekvencija disanja	30 udisaja	8 udisaja

### NIKADA nemojte rutinski utišavati ili ignorirati alarme

- Alarmi upozoravaju osoblje na promjene pacijentova stanja koje zahtijevaju pozornost. Alarm se može utišati samo za vrijeme procjene pacijenta radi utvrđivanja uzroka alarma

### KLJUČNI SIGURNOSNI PROBLEMI / KADA POZVATI POMOĆ

1. **NIKADA** ne utišavajte alarm, osim ako znate što znači i u stanju ste prikladno reagirati
2. Provjerite aktivnost i jasnu čujnost alarma, i to ne samo na početku smjene, već i prilikom preuzimanja novog pacijenta
3. Pozovite pomoć ako se oglasi alarm na koji ne znate reagirati
4. Raspravite individualne parametre s odgovornom medicinskom sestrom
5. Uvijek koristite opciju 'utišaj' ('silence'), a ne opciju 'pauza' ('pause') kad reagirate na alarm koji nije hitan